



# SCHEDA TECNICO LOGISTICA

Cod. Sch. S-P4/2-1

Data Sch. 02/2009

Rev. Scheda 0

Documento n°	Data redazione	N° rev.	Redatto da	Approvato da	Archiviato da	Pagina
109/09	26.06.2018	3	ADVE	DG	ADVE	1 di 1

## GENIO OXYGEN Smacchiatore Sbiancante kg 1,000 AMACASA

Imballo da 12 pz

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Tipo confezione	:	Barattolo rotondo in PEHD colorato
Tappo	:	in PP colore fuxia
Codice articolo	:	100910003411
Codice EAN prodotto	:	8004393003411
Contenuto netto prodotto	:	kg 1,000 (+/- 5%)
Peso lordo prodotto	:	kg 1,100 (+/- 5%)
Dimensione prodotto	:	H x L in cm : 15 x 10



### IMBALLO PRIMARIO

Prodotti per imballo	:	12 barattoli in scatola di cartone pretagliato colore avana
Codice ITF	:	08004393001974
Peso lordo imballo	:	kg 13,500 circa
Dimensioni imballo	:	H x L x P in cm : 16 x 41,5 x 31,5

### PALLETIZZAZIONE

Tipo pallet	:	EPAL
imballi per strato	:	6
Strati	:	10
imballi per pallet	:	60
Totale prodotti per pallet	:	720
Peso lordo per pallet	:	kg 830 circa (compreso peso pallet)
Dimensione pallet	:	H x L x P in cm : 175 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)

### DESTINAZIONE D'USO

Smacchiatore per capi bianchi e colorati.

### MODALITA' D'USO

Il prodotto ha una efficacia ottimale in acqua tiepida (max 40°C).

Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette dei capi ed in caso di dubbi sulla resistenza dei colori, provare su una parte nascosta del capo immergendolo in una soluzione tiepida del prodotto lasciandolo poi asciugare.

Non utilizzare su lana, seta o pelle come pure su superfici rivestite o trattate (legno, metallo, etc.): Non fare l'ammollo e lavaggio in lavatrice su indumenti con finiture di metallo.

**In lavatrice come prelavaggio:** versare un misurino do Genio Oxygen nella vaschetta del prelavaggio e dosare normalmente il detersivo nella vaschetta principale del lavaggio.

**In lavatrice come lavaggio:** dosare normalmente il detersivo nella vaschetta principale ed aggiungere un misurino di Genio Oxygen, 2 misurini in caso di macchie ostinate.

**Ammollo:** sciogliere un misurino, 2 misurini in caso di macchie datate ed ostinate di Genio Oxygen in 5 litri di acqua tiepida (40°C circa).

**Capi colorati:** lasciare in ammollo circa mezz'ora (controllare sull'etichetta la temperatura di lavaggio consigliata).

**Capi bianchi:** 1-2 ore (max 4-5) poi risciacquare e lavare normalmente a mano o in lavatrice con il detersivo abituale.

### SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.



### NEW FADOR S.r.l.

Sede legale: Via Brescia 16 - 25018 Montichiari (BS) - Casella Postale 120

Sede operativa: Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961243 - Fax. 030 962500

Codice Fiscale 01600910176 - Partita IVA 00641350988 - [info@newfador.it](mailto:info@newfador.it) [www.newfador.it](http://www.newfador.it)